

SICHERHEIT IN DER KARIESERKENNUNG

DEXIS® CariVu – genial einfach und innovativ

Der mobile und kompakte Kariesscanner, die DEXIS® CariVu, nutzt die DIFOTI-Technologie (Digitale bildgebende Fiberoptische Transillumination). Damit wird der Zahn mittels langwelligem Licht durchleuchtet. So sind kariöse Läsionen im okklusalen, approximalen und Füllungsrandbereich schnell und ohne Einsatz von Röntgenstrahlung zu diagnostizieren.

Durch die Verwendung von nah-infrarot Licht erscheint der Schmelz glasähnlich während kariöse Läsionen das Licht stärker absorbieren und somit dunkel bleiben.

Die Integration in Ihre DEXIS-Software erfolgt automatisch und komfortabel, so dass die Bilder der DEXIS CariVu automatisch neben den Röntgen- und/oder Kamerabildern angezeigt werden.

Die Bilder sind leicht zu interpretieren und eignen sich besonders gut zur patientenverständlichen Aufklärung.

Die DEXIS® CariVu eröffnet Ihnen ein neues Spektrum der Diagnostik und Behandlung

Keine Strahlenbelastung

Frühzeitiges Erkennen von Schmelzläsionen

Einfache Integration in den Praxisablauf


Bilder in Echtzeit

Aufnahmen und Videos, die Sie und Ihre Patienten begeistern werden



So schnell rechnet sich DEXIS® CariVu für Sie

Die Abrechnung der DEXIS® CariVu erfolgt als analoge Leistung. Zusätzlich werden Sie feststellen, dass das Erkennen von Karies bereits in frühen Stadien neue Möglichkeiten erschließt und Ihren Patienten Läsionen visualisiert. So sehen auch Ihre Patienten, dass es nun Zeit ist zu reagieren. Die DEXIS® CariVu rechnet sich – für Sie und Ihre Patienten.



Die CariVu setzt die DEXIS®-Tradition der dentalen Innovationen fort.



DIGITALE ERGONOMIE *für die* DIGITALE PRAXIS



Das Systemhaus für die Medizin

FIRMENSITZ HALLE (SAALE)

Walther-Rathenau-Str. 4
06116 Halle (Saale)
Tel.: 0345-298419-0
Hotline: 0345-298419-40
Fax: 0345-298419-60
E-Mail: info@ic-med.de

IC MED AKADEMIE

Walther-Rathenau-Str. 20
06116 Halle (Saale)
Tel.: 0345-298419-0
Fax: 0345-298419-60

NIEDERLASSUNG NORD

Germaniastraße 18/20
12099 Berlin
Tel.: 030-72014108
Fax: 030-72012091
E-Mail: info@ic-med.de

NIEDERLASSUNG OST

Europark/Schulstr. 38
09125 Chemnitz
Tel.: 0371-54307-02
Fax: 0371-54307-04
E-Mail: info@ic-med.de

NIEDERLASSUNG MITTE

Amperestr. 1c
64625 Bensheim
Tel.: 06251-987-1896
Fax: 06251-987-6648
E-Mail: info@ic-med.de

NIEDERLASSUNG OST

Löbtauer Straße 44-48
01159 Dresden
Tel.: 0351-48125-15
Fax: 0351-48125-22
E-Mail: bd@ic-med.de

NIEDERLASSUNG WEST

Am Wiesenbusch 1
45966 Gladbeck
Tel.: 02043-37850-37
Fax: 02043-37850-36
E-Mail: info@ic-med.de

NIEDERLASSUNG SÜDWEST

Bismarckstr. 64
78647 Trossingen
Tel.: 07425-3399615
Fax: 07425-3393770
E-Mail: info@ic-med.de

SICHERHEIT IN DER KARIESERKENNUNG

DEXIS® CariVu – genial einfach
und innovativ

CAD/CAM LÖSUNGEN: DER DIGITALE ABDRUCK

Einfach, präzise und komplett offen
CS 3500 Intraoralscanner

DIGITALE RÖNTGENLÖSUNGEN

Sowohl 2D- als auch
3D-DVT-Technologien

SENSOR UND SOFTWARE FÜR ALLE FÄLLE

DEXIS® Platinum –
Wir können mit jedem!