

DEXIS[®] TO GO

Das Softwaremodul DEXgo – Die mobile Lösung für Ihre Zahnarztpraxis

Zum Einstieg in die „Digitale Röntgen-Welt“ müssen Sie nicht sofort Ihre gesamte Praxis verkabeln. Mit der kabellosen Alternative DEXgo können Sie Ihre Röntgenbilder dem Patienten direkt im Behandlungszimmer zur Verfügung stellen. Dazu benötigen Sie lediglich ein Windows-Tablet und die innovative Software von DEXIS[®].

Sie röntgen den Patienten wie gehabt mit Ihrem Kleinröntgensystem, Ihrem Panoramaröntgengerät oder Ihrer Intraoralkamera. Die Bilder erscheinen in Ihrer DEXIS[®]-Software. Durch wenige Klicks sind die Bilder innerhalb kürzester Zeit auf Ihrem Tablet und sie können überall in der Praxis betrachtet werden. Die Bilder sind lokal auf dem Tablet gespeichert, sind also auch ohne permanente WLAN-Verbindung in der Praxis verfügbar.

DEXgo macht es möglich, mit den übertragenen Bilddaten eines oder mehrerer ausgewählter Patienten autark zu arbeiten oder umgekehrt, autark neue Bilder eines Patienten aufzunehmen und später in das Praxisnetzwerk einzuspielen.

*Alle Kunden mit einem
DEXprotect-Vertrag erhalten
das Modul im Rahmen der
Update-Zusicherung kostenfrei.*



Ihre Vorteile auf einen Blick:

Mobile Röntgenlösung

Einfache und schnelle Bedienung

Ausgezeichnete Benutzerfreundlichkeit

Sie benötigen kein Netzwerk

Der DEXgo-Client fügt zwei neue Funktionen zur DEXIS-Patientenverwaltung auf dem mobilen Rechner hinzu:

KOPIERE PATIENTENLISTE:

Diese Funktion kopiert die Patientenliste vom Praxis-Server auf den mobilen Rechner.

Auf dem mobilen Rechner (Tablet-PC) mit einer DEXgo-Installation werden Patientendaten niemals manuell hinzugefügt oder geändert, sondern immer vom Praxis-Server kopiert.

SYNCHRONISIERE PATIENTENAKTE:

Diese Funktion synchronisiert bidirektional die Bilder eines gewählten Patienten auf dem mobilen Rechner mit denen auf dem Praxis-Server.

Mit dieser Funktion werden also alle Bilder eines Patienten vom DEXIS[®]-Server auf den mobilen Rechner kopiert und umgekehrt auch alle neuen Bilder, die mit dem mobilen Computer aufgenommen wurden, auf den Praxis-Server übertragen.



DIGITALE ERGONOMIE *für die* DIGITALE PRAXIS



Das Systemhaus für die Medizin

FIRMENSITZ HALLE (SAALE)

Walther-Rathenau-Str. 4
06116 Halle (Saale)
Tel.: 0345-298419-0
Hotline: 0345-298419-40
Fax: 0345-298419-60
E-Mail: info@ic-med.de

IC MED AKADEMIE

Walther-Rathenau-Str. 20
06116 Halle (Saale)
Tel.: 0345-298419-0
Fax: 0345-298419-60

NIEDERLASSUNG NORD

Germaniastraße 18/20
12099 Berlin
Tel.: 030-72014108
Fax: 030-72012091
E-Mail: info@ic-med.de

NIEDERLASSUNG OST

Europark/Schulstr. 38
09125 Chemnitz
Tel.: 0371-54307-02
Fax: 0371-54307-04
E-Mail: info@ic-med.de

NIEDERLASSUNG MITTE

Amperestr. 1c
64625 Bensheim
Tel.: 06251-987-1896
Fax: 06251-987-6648
E-Mail: info@ic-med.de

NIEDERLASSUNG OST

Löbtauer Straße 44-48
01159 Dresden
Tel.: 0351-48125-15
Fax: 0351-48125-22
E-Mail: bd@ic-med.de

NIEDERLASSUNG WEST

Am Wiesenbusch 1
45966 Gladbeck
Tel.: 02043-37850-37
Fax: 02043-37850-36
E-Mail: info@ic-med.de

NIEDERLASSUNG SÜDWEST

Bismarckstr. 64
78647 Trossingen
Tel.: 07425-3399615
Fax: 07425-3393770
E-Mail: info@ic-med.de

SICHERHEIT IN DER KARIESERKENNUNG

DEXIS® CariVu – genial einfach
und innovativ

CAD/CAM LÖSUNGEN: DER DIGITALE ABDRUCK

Einfach, präzise und komplett offen
CS 3500 Intraoralscanner

DIGITALE RÖNTGENLÖSUNGEN

Sowohl 2D- als auch
3D-DVT-Technologien

SENSOR UND SOFTWARE FÜR ALLE FÄLLE

DEXIS® Platinum –
Wir können mit jedem!