

TECHNISCHE DATEN



Komponenten	Technische Daten
Sensortechnik	1/2" CMOS
Beleuchtung	Gelbe, blaue, grüne LED
Sichtfeld	13 x 13 mm
Tiefenschärfe	-2 bis +12 mm
Antibeslag-Technologie	Aktiv erwärmte Spitze für einen garantiert beschlagfreien Betrieb bei intraoraler Verwendung
Kabellänge	2,7 m (1,8 m + 0,9 m)
Digitale Verbindung	Schnelle USB 2.0-Schnittstelle
Maße ohne Kabel	220 x 38 x 58 mm für normale und Seitenspitzen
Gewicht	326 g (ohne Stromversorgungseinheit)
Handstück	Eingang: 12 V $\text{---} \text{---} \text{---} \text{---}$ 2 A
Stromversorgungseinheit	75 x 21 x 21 mm
	Eingang: 12 V $\text{---} \text{---} \text{---} \text{---}$ 2 A
	Ausgang: 12 V $\text{---} \text{---} \text{---} \text{---}$ 2 A
Adapter	Eingang: 100–240 V ~ 50/60 Hz, 600 mA
	Ausgang: 12,0 V $\text{---} \text{---} \text{---} \text{---}$ 2,0 A